

「やりたい」を
「できる」に変えよう。

歩行車 リトルターンII GPSタイプ

GPS機能で外出の不安を解消！

- 現在地を把握できる
- 登録地点からの外出がわかる
- 複数人で見守りができる
- 日々の移動履歴が確認できる
- 歩行車自体が通信機能を持つので要介護者のスマホは不要



こんな方におすすめ！

日中は独居だから屋外での動きが不安...




自宅から外出を通知し、現在地の確認が可能です。



外出を促したいが事故や迷子が心配...



スマホで移動経路の確認ができます。本体付属のボタンを押すと、今いる位置をお知らせできます。



GPS機能一覧

1



外出通知

登録地点から指定距離以上離れた場合に外出通知を行います。自宅や病院など複数箇所地点の登録が可能です。

2



現在地把握

約1分に1回の間隔で現在地が更新されます。いつでもどこにいるのか、アプリで確認できます。


3



移動経路確認

日々の移動経路を確認できます。日頃の行き先を把握でき、危険な経路を通っていないかなど、確認できます。

4



現在地発信ボタン

歩行車本体に付属のボタンを押すと現在地を発信でき、見守りの方のアプリにプッシュ通知を飛ばせます。

5



複数人みまもり対応

本製品1台につき、最大5人の見守り人を登録できます。

6




長時間バッテリー

1回の充電で約2週間GPSが駆動します。電池残量もアプリ上で確認可能です。

製品詳細

▼製品図面



【製品サイズ・重量】

幅 65×奥行 48×高さ 74~96.5(cm)
6.9kg

商品名	品目コード	JANコード	TAISコード	価格
歩行車リトルターンII GPSタイプ	870-000	310700	000771	108,000円 (税込118,800円)

※JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表す00221は共通です。

リトルターンIIの装備はすべて搭載



- 調節幅の広いハンドル
- 3wayキャスター
- 楽らくグリップ
- 左右折りたたみ



▲詳細はこちら

アロン化成

アロン化成株式会社
ライフサポート事業部
〒105-0003
東京都港区西新橋2-8-6
住友不動産日比谷ビル8階



公式ホームページ
アロン化成【公式】



@aron_anjyu



公式チャンネル
アロン化成【公式】



@aron_anjyu

- 製品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

2026.06-1