

高齢者の尊厳を守る 排泄用品選びの考え方



排泄行為は個人の尊厳に関わる動作です。介護をするご家族には排泄物の処理などの負担がありますが、それ以上に高齢者にとっては、尊厳や羞恥心などに影響する非常にデリケートな問題です。それらを損なわないために、できるだけ今までに近い形で排泄ができるよう、排泄用品を選びましょう。

Point

高齢者の今の能力を見極めた上で、「できるだけ自分で行う」をポイントに排泄用品を選びましょう。



利用者の身体の状態とトイレ環境を考える

1 家のトイレで安全に排泄する方法を考えます。

動線の整備

- ・トイレと居室を同じ階にし、近くにする
- ・段差を解消する
- ・居室からトイレまでの動線に手すりを設置する



和式トイレを洋式トイレに

サニタリースで洋式にして、立ち座りを補助。



サニタリース
OD両用式



サニタリース
OD据置式

洋式トイレの立ち座り補助

トイレサポートや補高便座で立ち座りを補助。



座面を高くすることで立ち座りしやすくします



トイレサポート



ソフト補高便座

2 ポータブルトイレを利用し、居室で座った状態で排泄する方法を考えます。

寝た状態より**座った状態**の方が**排泄がしやすい**です。そのため、トイレまで行けなくてもポータブルトイレを使用して座った状態で排泄ができないか検討します。

Point!

「座って前傾姿勢」が一番望ましい姿勢です




寝た状態



- ・直腸と肛門の角度がとじる。
- ・重力に逆らって便が上にのぼらなくてはいけな。

座った状態



- ・前傾姿勢だと、直腸と肛門の角度が開くので、排泄しやすい。

3 トイレに行けない方が、ベッド上で排泄する方法を考えます。

尿意・便意のコントロールができる場合は、尿器、差し込み便器などを使用します。



尿器(男性用)



差し込み便器



紙おむつ

トイレ手すり

レンタル対象品
(介護保険)

最大使用者体重
100kg

アットグリップ トイレサポート
アットグリップ トイレサポート R



置くだけ設置で簡単

選べるひじ掛けタイプ

はねあげタイプ

・横からの
アプローチに。



ノーマルタイプ

・正面からの
アプローチに。



簡易設置型トイレ

購入対象品
(介護保険)

最大使用者体重
100kg

サニタリース OD 両用式
サニタリース OD 据置式



和式便器にかぶせるだけで洋式便器に早変わり

洋式トイレになることで、排泄時の立ち座りが楽に行えます。



段差のあるトイレには【両用式】

段差がないトイレには【据置式】

ポータブルトイレ

購入対象品
(介護保険)

最大使用者体重
100kg

ポータブルトイレ FX-30 シリーズ

ソフト便座、暖房便座、脱臭機能付きタイプも選べます。



移乗・排泄・片付け、3つを支えるマルチサポートトイレ

使いやすいひじ掛け

●ワンタッチ昇降



●ひじ掛け0cm設定



便座高さワンタッチ調節

固定ナットをゆるめて



調節ボタンを押すだけ



家具調トイレ セレクトSシリーズ

使いやすいさとお求めやすさを兼ね備えた新モデル


シンプルな高さ調節



片手で紙が切れる



コンパクトでゆったり座れる



ひじ掛け ノーマル

ひじ掛け はねあげ

ひじ掛け内寸
ノーマル: 40cm
はねあげ: 42cm
脚幅 48cm

尿器

尿器 男性用
尿器 女性用



男性用



女性用

差し込み便器

差し込み便器



アロン化成

アロン化成株式会社 ライフサポート事業部

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00(12:00～13:00はのぞく)

HP



Instagram



YouTube



x

