

安寿 あんじゅ

「やりたい」を
「できる」に変えよう。



折りたたみシャワーベンチ Aシリーズ

A-S



約3.7kg

A-S フィット



約3.5kg

NEW

A-Sフィットと同サイズ!
ひじ掛けが無い
軽量タイプも新登場!
2026年夏発売予定

AN-S フィット



約2.9kg

軽いだけではない使いやすさ


楽しく 1

超軽量タイプで
持ち運びしやすい




楽しく 2

折りたたみレバーで
簡単
ワンアクション開閉



楽しく 3

お手入れしやすい
クリーンデザイン



ARONKASEI CO., LTD.


楽らく

1

超軽量タイプで持ち運びしやすい

とっても軽いので片手での持ち運びが楽らく。

軽くて
移動させ易い!



重量一覧

A-S	3.7kg
A-Sフィット	3.5kg
AN-Sフィット	2.9kg



折りたたみレバーを持って…



背もたれを持って…

楽らく

2

折りたたみレバーで簡単ワンアクション開閉

リング形状の折りたたみレバーを持ち上げるだけで簡単に折りたたみができます。
握る動作が苦手な関節疾患の方でも操作ができて使いやすいレバーです。



握らずに持ち上げてもOK



自分でも
できそう!



握って持ち上げてもOK



楽らく

3

お手入れしやすいクリーンデザイン

凹凸の少ないすっきりとしたデザインに一新し、お手入れしやすくなりました。
パイプ脚やソフトパッドなどにも洗しやすい工夫をしています。



背もたれ裏側



座面裏側

凹凸が少なく
お手入れが簡単だわ




+αの使い心地設計

サイズ設計・素材選定・デザインに至るまで、細部にわたる配慮を重ね、快適にご使用いただけるシャワーベンチを追求しました。



+α 1 コンパクトで 取り回しがし易いサイズ

製品幅はコンパクトなのにゆったり座れる設計で心地よさと収納性の両立を図りました。



+α 2 安心・やさしさ設計

視認性を考慮したカラーと使いごこちに配慮した仕様で安心感・快適性を提供。


● つまづきに配慮したアクセントカラー

脚ゴムにアクセントカラーを入れることでつまづきに配慮




● どこを握っても柔らかいひじ掛け

ひじ掛け全体をクッション材で覆うことで、どこを触ってもやわらかく握りやすい



+α 3 「安寿」ブランドを再定義したこだわりデザイン デザイン監修 nendo

ブランドロゴに込められた親しみやすい「円」をモチーフに、「安寿」独自の介護への考え方を製品全体で体現したデザイン




n e n d o

東京とミラノを拠点に活動するデザインオフィス。東京2020 オリンピックの聖火台デザインを担当し、デザインを手掛けた作品はMoMA・ポンピドゥーセンター・V&A など、世界の主要美術館に収蔵されている。近年では、フランス高速鉄道TGV のデザインに取り組むほか、2025 大阪・関西万博の日本政府館総合プロデューサーを務める。

+α 4 さらに！ 防カビ加工でキレイが長持ち

カビの発生を抑え、衛生的に使用できます。



カビの発生を抑制します

防カビ剤 練りこみ素材
(ソフトパッド、脚ゴム、脚外キャップ)

カラーバリエーション・サイズ寸法

A-S
A-Sフィット

AN-Sフィット

ウォームグレー

レッド

ブルー

グリーン

A-S:42
A-Sフィット:37

座面まで
36~46
(2cmビッチ)

A-S:49
A-Sフィット/
AN-Sフィット:44

高さ
68~78

奥行
43~51

折りたたみ時

15

A-S/A-Sフィット
90~79

A-S/A-Sフィット
95~84

A-S
42

A-Sフィット/
AN-Sフィット
37

31

31

材質

(座面・背もたれ) PP
(ソフトパッド) EVA
(パイプ、ひじ掛け芯材) アルミニウム
(脚ゴム) PP、エラストマー

介護保険
購入対象品目

組立
完成品

100kg
最大使用者体重

単位:cm

商品名	カラー	商品コード	JANコード	TAISコード	価格	重量	サイズ
A-S	レッド	536-040	290484	000745	36,000円 (税込39,600円)	約3.7kg	幅49×奥行43~51×高さ68~78cm (座面までの高さ:36~46cm) (折りたたみ時:幅49×奥行15×高さ84~95cm)
	ブルー	536-041	290491				
	グリーン	536-042	290507				
	ウォームグレー	536-043	290521				
A-Sフィット	レッド	536-044	290576	000746	35,000円 (税込38,500円)	約3.5kg	幅44×奥行43~51×高さ68~78cm (座面までの高さ:36~46cm) (折りたたみ時:幅44×奥行15×高さ84~95cm)
	ブルー	536-045	290583				
	グリーン	536-046	290668				
	ウォームグレー	536-047	290675				
NEW AN-Sフィット	レッド	536-064	310465	000772	33,000円 (税込36,300円)	約2.9kg	幅44×奥行43~51×高さ68~78cm (座面までの高さ:36~46cm) (折りたたみ時:幅44×奥行15×高さ79~90cm)
	ブルー	536-065	310502				
	グリーン	536-066	310519				
	ウォームグレー	536-067	310526				

※ JANコードの国名およびメーカーコードを表わす49-70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表わす00221は共通です。

アロン化成

アロン化成株式会社 ライフサポート事業部
〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室

フリーダイヤル

0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月~金 10:00~16:00(12:00~13:00はのぞく)

● お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただきます。

● 個人情報情報は適切に管理し、ご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

HP



公式ホームページ
アロン化成【安寿】

Instagram



@aron_anjyu

YouTube



公式チャンネル
アロン化成【安寿】

X(旧ツイッター)



@aron_anjyu

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

■お問い合わせは…

26.06.6Z3A.SZ-1