

「やりたい」を
「できる」に変えよう。

AT-E series


AT-E-360 / 360F

玄関にぴったりの落ち着きあるデザイン 玄関にすぐ置けるコンパクト手すり



オプション

オプションの踏み台を取り付けることで
かまちの段差が高い場合に昇降を補助できます。



踏み台を使用する際は手
すりの角度を変えると、よ
り昇降しやすくなります。



POINT 1 こだわりのコンパクトサイズ


■コンパクトなプレート

60×60cmを採用しました。狭い
玄関が多い集合住宅では、65cm
以下でないと設置/納入は非常に
困難です。また**踏み込みスペース
を作り安定して**使用できるよう奥
行も60cmになっています。



■すっきりとした1本支柱

支柱を1本にすることで、玄関脇
の下駄箱が観音開きの場合でも
邪魔になりません。



POINT 2 どこからでも握りやすい手すり

■楕円形の手すり

滑りにくく、**片手や両手でしっかりと握ることができます。**



■手すりの高さ

高さが80～102.5cmま
で調整できます。**体の近く
に手すり**がくるので、安心
してお使いいただけます。

※傾斜手すりの場合：
85～107.5cm



手すりの角度調整ができます



■傾斜仕様が便利な場合

屋內使用専用



	AT-E-360 ベースプレート	AT-E-360 踏み台	AT-E-360 支柱セット
価格	52,000 円 (税込 57,200 円)	23,000 円 (税込 25,300 円)	37,000 円 (税込 40,700 円)
商品コード	530-030	530-031	530-032
JAN(4970210)	250471	250488	250495
TAIS	000736	000738	000737
入数	1	1	1



踏み込んで滑らず
素足でも痛くない



单位: cm



※手すり持ち手部分

福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与対象品
最大使用者体重 100kg

アロン化成

お客様相談室 フリーダイヤル  0120-86-7735

HP

