


歩行車 リトルターン Z/ZT/Z 抑速プラス/ZT 抑速プラス



部品の交換方法について

前輪タイヤ



後輪タイヤ



ブレーキワイヤー



ブレーキパッド



アームレスト



製 品 名	No.	部 品 名	部品コード	価 格	備 考
リトルターン Z/ZT/ Z 抑速プラス/ ZT 抑速プラス (共通)	①	アームレストクッション左右セット	592600	7,300円(税込 8,030円)	
	②	アームレストベース左右セット	592601	5,500円(税込 6,050円)	
	③	クッションサポート左右セット	592602	3,100円(税込 3,410円)	
	④	アームレスト指はさみ防止ベルトセット	592643	3,000円(税込 3,300円)	
	⑤	アームレスト衝撃吸収パッド(2個入り)	592642	2,400円(税込 2,640円)	
	⑥	ハンドルクッション(2個入り)	592603	2,900円(税込 3,190円)	
	⑦	ハンドルエンドキャップ(2個入り)	592604	2,000円(税込 2,200円)	
	⑧	高さ調節ノブボルト	592459	2,600円(税込 2,860円)	
	⑨	高さ調節ノブボルトカバー	592460	1,700円(税込 1,870円)	リトルターンⅡ、ⅡKMと共通
	⑩	立ち上がり補助グリップベース左右セット	592605	3,600円(税込 3,960円)	
	⑪	立ち上がり補助グリップカバー左右セット	592606	3,600円(税込 3,960円)	
	⑫	立ち上がり補助グリップカバー固定ボルト(4個入り)	592607	1,900円(税込 2,090円)	
	⑬	高さ調節部内カバー(2個入り)(Z用)	592608	2,400円(税込 2,640円)	
	⑭	トレースセット	592609	6,100円(税込 6,710円)	
	⑮	回転補助ローラーセット(2セット入り)	592610	3,100円(税込 3,410円)	
	⑯	折りたたみベルト(Z用)	592611	2,600円(税込 2,860円)	
	⑰	折りたたみベルト固定セット	592612	3,400円(税込 3,740円)	
	⑱	座面(Z用)	592613	5,500円(税込 6,050円)	
	⑲	座面固定ボルトセット(Z用)	592614	1,900円(税込 2,090円)	
	⑳	座面ベルト	592615	4,300円(税込 4,730円)	
	㉑	座面ベルト固定ボルトセット	592616	3,600円(税込 3,960円)	
	㉒	シートパイプエンドキャップ(4個入り)(Z用)	592617	1,900円(税込 2,090円)	
	㉓	折りたたみ防止フックツメ	592618	2,000円(税込 2,200円)	
	㉔	折りたたみ防止フックツメ固定ボルト	592619	1,800円(税込 1,980円)	
	㉕	前ブレーキレバー端部カバー左右セット	592620	2,000円(税込 2,200円)	
	㉖	前ブレーキレバー端部カバー固定ボルト(4個入り)	592621	1,900円(税込 2,090円)	
	㉗	前ブレーキレバー左セット	592622	5,500円(税込 6,050円)	
	㉘	前ブレーキレバー右セット	592623	5,500円(税込 6,050円)	
	㉙	後駐車レバー左右セット	592624	3,100円(税込 3,410円)	
	㉚	ブレーキ基部左右セット	592625	4,300円(税込 4,730円)	
	㉛	ブレーキ基部カバー左右セット	592626	4,300円(税込 4,730円)	
	㉜	ブレーキ基部カバー固定ボルト(10個入り)	592627	2,600円(税込 2,860円)	
	㉝	駐車ロックピンセット	592628	4,300円(税込 4,730円)	
	㉞	ブレーキプレート左右セット	592631	3,600円(税込 3,960円)	
	㉟	ブレーキパネ(4個入り)	592632	2,300円(税込 2,530円)	
	㊱	ブレーキブラケット(2個入り)	592633	2,100円(税込 2,310円)	
	㊲	ブレーキブラケット固定ボルトセット	592634	2,200円(税込 2,420円)	
	㊳	ブレーキパッド(2個入り)(Z用)	592635	3,400円(税込 3,740円)	
	㊴	ブレーキパッド固定ボルト(4個入り)	592636	1,900円(税込 2,090円)	
	㊵	フレーム端部カバー左セット	592637	3,600円(税込 3,960円)	
	㊶	フレーム端部カバー右セット	592638	3,600円(税込 3,960円)	
	㊷	フレーム端部カバー固定ボルト(4個入り)	592639	1,900円(税込 2,090円)	
	㊸	後輪セット(Z用)	592640	5,300円(税込 5,830円)	
	㊹	バッグ(Z用)	592641	6,900円(税込 7,590円)	
	㊺	前輪アーム(Z用)	592630	4,800円(税込 5,280円)	
	㊻	前輪アーム用ナットセット(2セット入り)	592476	2,000円(税込 2,200円)	
	㊼	前輪アーム用スナップピン(2個入り)	592477	1,700円(税込 1,870円)	
	㊽	前輪セット(2個入り)	592478	5,200円(税込 5,720円)	
	㊾	前輪シャフトセット(2セット入り)	592479	3,900円(税込 4,290円)	
	㊿	前輪フォークキャップ	591983	1,700円(税込 1,870円)	
	①	ブレーキ調節ネジ	592488	1,700円(税込 1,870円)	
	②	ブレーキ固定ソケットセット(ソケット、ソケットネジ)	591977	2,100円(税込 2,310円)	リトルターンと共通
	③	後輪キャップ	591979	1,700円(税込 1,870円)	リトルターンと共通
	④	ブレーキワイヤーセット(Z用)	592629	3,100円(税込 3,410円)	
	⑤	ブレーキワイヤー端部キャップ	591971	2,100円(税込 2,310円)	リトルターンと共通
	⑥	折りたたみ保持ベルト(Z用)	592650	2,100円(税込 2,310円)	
	⑦	ボルトキャップ(10個入り)	592649	2,400円(税込 2,640円)	
	⑧	アームレストロック解除ボタンセット	592651	5,500円(税込 6,050円)	
	⑨	アームレストロック解除シール(10枚入り)	592645	2,200円(税込 2,420円)	※
	⑩	前ブレーキ・駐車ロックシール左右セット(10枚入り)	592646	2,400円(税込 2,640円)	※
	⑪	後駐車ロックシール左右セット(10枚入り)	592647	2,400円(税込 2,640円)	※
	⑫	トレイフレーム注意シール(10枚入り)	592648	2,200円(税込 2,420円)	※
	⑬	指はさみ注意シール(10枚入り)	592002	1,900円(税込 2,090円)	リトルターンと共通 ※
	⑭	フレーム前方保護シール(10枚入り)	592003	2,000円(税込 2,200円)	リトルターンと共通 ※
	⑮	ブレーキ調節表示シール(10枚入り)	592001	1,900円(税込 2,090円)	リトルターンと共通 ※
リトルターン Z/ZT	⑯	補修用スプレーR	592278	13,200円(税込 14,520円)	リトルターンと共通 ※
	⑰	補修用ペイントR(タッチペン)	592279	6,700円(税込 7,370円)	リトルターンと共通 ※
リトルターン Z 抑速プラス/ ZT 抑速プラス	⑱	LT Ⅱ 抑速プラス 交換タイヤキット1台分	592741	16,500円(税込 18,150円)	リトルターンⅡ抑速プラスと共通
	⑲	LT Ⅱ 抑速プラス センターキャップ	592742	3,600円(税込 3,960円)	リトルターンⅡ抑速プラスと共通
	㉑	LT Ⅱ 抑速プラス M6皿ボルトセット	592743	3,200円(税込 3,520円)	リトルターンⅡ抑速プラスと共通
	㉒	LT Ⅱ 抑速プラス 抑速ブレーキ力調節用六角レンチ	592744	2,300円(税込 2,530円)	リトルターンⅡ抑速プラスと共通※
	㉓	LT Ⅱ 抑速プラス 抑速ユニット左右セット	592745	54,500円(税込 59,950円)	リトルターンⅡ抑速プラスと共通
	㉔	リトルターン Z抑速付 接続ジョイントセット1台分	592644	4,600円(税込 5,060円)	
	㉕	LT Ⅱ 抑速プラス 抑速ユニットシャフトキー	592746	2,800円(税込 3,080円)	リトルターンⅡ抑速プラスと共通

「備考」欄に※印がある部品は図示していません。